





呼吸道病毒三联检解决方案

新型冠状病毒

甲型流感病毒

乙型流感病毒



三联
检测

快速
鉴别


精准
诊疗

科学
防治

最新临床诊断指导意见：注重鉴别

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第十版）》指出：

新冠病毒感染需与流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等其他已知病毒性肺炎及肺炎支原体感染相鉴别。



- 流感病毒感染增加新冠易感性
- 新冠和流感双重感染重症和死亡风险更高

快速鉴别

新冠、流感患者快速分流

精准诊疗

指导合理用药

判断预后

评估病情，警惕重症风险

科学防控

疫情监测，分类管理

卫生经济学意义

减少医疗支出



解决方案 Solution

鲲鹏基因提供新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸三联检不同检测试剂盒和仪器配置方案，更好满足不同检测场景需求

检测试剂

核酸提取

核酸扩增

检测时间

新型冠状病毒2019-nCoV和
甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒
(荧光PCR法)

特点

新冠确诊+新冠/流感鉴别诊断

检测靶标

SARS-CoV-2 ORF1ab、N或E, Flu A或B

检出限

200copies/mL

高通量配置



ArchiPure 96/96H



Archimed X6/X4

75min

快检配置



ArchiPure 12



Archimed Mini 16

56min

新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、
乙型流感病毒核酸检测试剂盒
(荧光PCR法)

特点

新冠/流感鉴别诊断+甲/乙流分型

检测靶标

SARS-CoV-2 ORF1ab或N, Flu A和Flu B

检出限

200copies/mL

高通量配置



ArchiPure 96/96H



Archimed X6/X4

47min

快检配置



ArchiPure 12



Archimed Mini 16

39min

新型冠状病毒(2019-nCoV)、甲型流感病毒
和乙型流感病毒核酸检测试剂盒
(荧光PCR法)

特点

新冠确诊+新冠/流感鉴别诊断+甲/乙流分型
高灵敏、冻干试剂

检测靶标

SARS-CoV-2 ORF1ab和N, Flu A和Flu B

检出限

100copies/mL

高通量配置



ArchiPure 96/96H



Archimed X6

72min

快检配置



ArchiPure 12



Archimed Mini 16

53min

应用场景 Application Scenario



新冠定点/亚定点医院




发热门诊



社区卫生服务中心



CDC



订购信息 Ordering Information

产品名称	规格
检测试剂盒	
新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）	50T/盒，100T/盒
新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒，48T/盒
新型冠状病毒（2019-nCoV）、甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒，48T/盒，96T/盒
仪器	
自动核酸提取仪ArchiPure 12	台
自动核酸提取仪ArchiPure 96	台
医用荧光定量PCR仪Archimed X6	台
快速医用荧光定量PCR仪Archimed Mini 16	台



鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司



北京市昌平区生命科学园生命园路4号院7号楼5层501

010-86229225

www.rocgene.com